

SuperNova

Productomschrijving

SuperNova is een spoelvloeistof dat door Dörr Kampen B.V. wordt aanbevolen voor gebruik in de Nova bedpanspoelers.

Toepassingsgebied

Product voor gebruik in bedpanspoelers

Bedpanspoelers worden gebruikt om bedpannen, urinalen en dergelijke te spoelen en te desinfecteren

Technische gegevens

Fysieke toestand:	Vloeibaar
pH waarde:	13,0
Dichtheid bij 20°C:	1,1483 g / cm ³

Gebruik en dosering

SuperNova voor gebruik in bedpanspoelers met een doseerpomp.

Afhankelijk van de waterkwaliteit en waterhardheid is de aanbevolen dosering 2ml/l (minimaal 1 ml/l en maximaal 3 ml/l).

Een goede graadmeter is de visuele controle door de gebruiker van de bedpanspoeler.

Veiligheidsinformatie

Uitsluitend in de oorspronkelijke gesloten verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde en vorstvrije opslaglocatie.

Aanraking met kleding, oog en huid vermijden en weghouden bij eet- en drinkwaren.

In geval van, bijvoorbeeld, inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en veiligheidsinformatie blad of etiketinformatie overleggen/meenemen.

Zie ook Veiligheidsinformatieblad Super Nova.16102023

Verpakking

SuperNova wordt geleverd in 5 en 10 liter cans

Verwijdering

Informeer binnen uw eigen organisatie hoe de lege verpakking afgevoerd moet worden.

Opmerking: Lege, gereinigde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd.

Uitgave Maart 2025 (F-7.1-A vs C)

Met de uitgifte van dit Product Informatie Blad zijn voorgaande uitgaven vervallen.